

Mediflex® FlexArm™ Plus

Plus résistant, plus lisse, plus facile à utiliser !

Mediflex®, l'innovateur du système original FlexArm™, un bras chirurgical universel de support et de positionnement, présente sa technologie de dernière génération.

Le nouveau modèle FlexArm™ Plus présente désormais les caractéristiques suivantes :

- Corps et boutons élégants et arrondis
- Serrage plus rapide et plus facile
- Plus grande rigidité - jusqu'à 2 fois supérieure à celle des modèles précédents



- **Plus besoin de RÉINITIALISER le bras FlexArm™ lors de l'exécution régulière du nettoyage et de la stérilisation.**

Le bras FlexArm™ Plus est conçu pour être rapide et résistant. 3 tours de poignée rendent le bras rigide et opérationnel – 3 tours dans le sens antihoraire préparent le bras au nettoyage et à la stérilisation.

Le bras FlexArm™ Plus est disponible dans différentes configurations - voir au verso.

Mediflex®
SURGICAL PRODUCTS

Mediflex® FlexArm™ à FlexArm™ Plus

Références croisées - Informations de commande

Il est possible de commander le nouveau bras universel FlexArm™ Plus de Mediflex® dans les mêmes configurations système que les systèmes universels FlexArm™ originaux. Veuillez consulter la description complète de l'ensemble des systèmes et configurations de bras disponibles dans notre catalogue SHPA-0913, aux pages 4 à 7.



N° de réf.
FlexArm™

N° de réf.
FlexArm
Plus™

Systèmes standard à un seul bras

| N° de réf. FlexArm™ | N° de réf. FlexArm Plus™ | Description |
|---------------------|--------------------------|--|
| 69054-QC | 99054-QC | Système à un seul bras avec raccord hexagonal à connexion rapide |
| 69054 | 99054 | Système à un seul bras avec embout fixe en acier inoxydable |
| 69054-D | 99054-D | Système à un seul bras avec embout fixe en Delrin |

Systèmes standard à deux bras

| | | |
|----------|----------|--|
| 69055-QC | 99055-QC | Système à deux bras avec raccords hexagonaux à connexion rapide |
| 69055 | 99055 | Système à deux bras avec embouts fixes en acier inoxydable |
| 69055-D | 99055-D | Système à deux bras avec embouts fixes en Delrin |
| 69055-DS | 99055-DS | Système à deux bras, avec un embout fixe en acier inoxydable et un embout fixe en Delrin |

Systèmes longue portée à un seul bras

| | | |
|------------|------------|--|
| 69054-QCLR | 99054-QCLR | Système à un seul bras, bras longue portée avec raccord hexagonal à connexion rapide |
| 69054-LR | 99054-LR | Système à un seul bras, longue portée avec embout fixe en acier inoxydable |
| 69054-DLR | 99054-DLR | Système à un seul bras, longue portée avec embout fixe en Delrin |

Systèmes longue portée à deux bras

| | | |
|------------|------------|---|
| 69055-QCLR | 99055-QCLR | Système à deux bras, bras longue portée avec 2 raccords hexagonaux à connexion rapide |
| 69055-LR | 99055-LR | Système à deux bras, longue portée avec embouts fixes en acier inoxydable |
| 69055-DLR | 99055-DLR | Système à deux bras, longue portée avec embouts fixes en Delrin |
| 69055-DSLR | 99055-DSLR | Système à deux bras, longue portée, avec un embout fixe en acier inoxydable et un embout fixe en Delrin |

Companion FlexArm™/FlexArm Plus™

| | | |
|---------------|---------------|---|
| 69056-QC | 99056-QC | Bras uniquement avec raccord hexagonal à connexion rapide |
| 69056 | 99056 | Bras uniquement avec embout permanent en acier inoxydable |
| 69056-D | 99056-D | Bras uniquement avec embout permanent en Delrin |
| 69056-QC-BSO1 | 99056-QC-BSO1 | Bras uniquement avec option distale pivotante et raccord hexagonal à connexion rapide |

Pour de plus amples informations, contactez Mediflex ou le distributeur Mediflex de votre région



Mediflex®
SURGICAL PRODUCTS

www.mediflex.com

Numéro gratuit : 1-800-764-0474

Téléphone : 1-631-582-6424

Fax : 1-631-582-4520

© 2015 Flexbar Machine Corporation. Tous droits réservés.