


La gamme Lapro-Flex[®] d'écarteurs articulés




La gamme d'écarteurs articulés laparoscopiques Lapro-Flex[®] de Mediflex permet de faciliter l'écartement atraumatique des organes et tissus de l'espace péritonéal.

LF-0615FR

Mediflex[®]
SURGICAL PRODUCTS

L'écarteur articulé Lapro-Flex[®] malléable

Ces écarteurs peuvent être insérés à travers une canule de 5 mm et articulés pour s'adapter à sa forme en tournant un bouton sur la poignée. Ils sont disponibles dans plusieurs configurations différentes, notamment à angle droit, triangulaire et triangulaire angulée.




N° de réf.	Description	Longueur de tige
91680	Articulation de 90 °, à saisir avec le doigt	38 cm
91682	60 mm, base triangulaire	32 cm
91682-A*	60 mm, base triangulaire angulée	32 cm
91683	80 mm, base triangulaire	32 cm
91683-A*	80 mm, base triangulaire angulée	32 cm



N° de réf.
91680

N° de réf. 91682
et
N° de réf. 91682-A

N° de réf. 91683
et
N° de réf. 91683-A



Le bras rigide illustré au verso est le produit Mediflex 73000-ST

Pour de plus amples informations, contactez
Mediflex ou le distributeur Mediflex de votre
région



Mediflex[®]
SURGICAL PRODUCTS

www.mediflex.com

Numéro gratuit : 1-800-764-0474

Téléphone : 1-631-582-6424

Fax : 1-631-582-4520

© 2015 Tous droits réservés. Lapro-Flex et Mediflex
sont des marques déposées de Flexbar Machine
Corporation.